



EUREX Medica®

Katalog 2022 ČR



*Indikátory sterilizace
a další spotřební materiál*

 **STERISTAR®**




 **PRINTEX®** s.r.l.



EUREX Medica®


Katalog sterilizačních indikátorů a příslušenství

Katalogové číslo	Název a popis produktu (produkty odpovídají normám ISO 11140, 11140-1, 11140-4, 15883-1, EN 867 část 5, EN 285)	Počet ks v balení	Obrázek
SAT1950	Lepicí páska s kontrolním indikátorem parní sterilizace 19 mm x 50 m	1	
SAT2550	Lepicí páska s kontrolním indikátorem parní sterilizace 25 mm x 50 m	1	
E-1950	E.O. Lepicí páska sterilizační kontrolní 19 mm x 50 m	1	
E-2550	E.O. Lepicí páska sterilizační kontrolní 25 mm x 50 m	1	
H-1950	H202 Lepicí páska sterilizační kontrolní 19 mm x 50 m	1	 H-1950
BD-200	Test Bowie & Dick parní sterilizace, kompaktní set se 200 listy, 134 °C = 3,5 min. 121 °C = 15 min.	1	
BD-400	Test Bowie & Dick parní sterilizace, kompaktní set se 400 listy, 134 °C = 3,5 min. 121 °C = 15 min.	1	 BD 200



BD-200W	Test Bowie & Dick parní sterilizace 200 listů	1	BD-200W 
BD-201W	Bowie&Dick Test Wrapping (Sponge Barrier System)	1	
BD-202W	Bowie&Dick Test Wrapping (Carton Barrier System)	1	
BD-400W	Bowie&Dick Test Wrapping (400 listů - Barrier Paper)	1	BD-200W 
C-1040 *	Test, typ 4, dvoudílný indikátor parní sterilizace, 134 °C = 3,5 min. 121 °C = 15 min.	2x 250 ks	
C-1040-SA	Test, typ 4, dvoudílný indikátor parní sterilizace, 134 °C = 3,5 min. 121 °C = 15 min. Samolepící verze (250x2)	2x 250 ks	
C-1005	Test, typ 5, parní integrační indikátor, 134 °C = 3,5 min. Jednoduchý indikátor	100 ks	
C-1005	Test, typ 5, parní integrační indikátor, 134 °C = 3,5 min. Jednoduchý indikátor	250 ks	
C-1005	Test, typ 5, parní integrační indikátor, 134 °C = 3,5 min Jednoduchý indikátor	500 ks	 C-1005



C-1603	Test, typ 5, parní integrační indikátor, 134 °C = 3,5 min. Dvojitý indikátor Test, typ 5, parní integrační indikátor, 134 °C = 3,5 min. Dvojitý indikátor Test, typ 5, parní integrační indikátor, 134 °C = 3,5 min Dvojitý indikátor	100 ks 250 ks 500 ks	 C-1603
C-1604	Test, typ 5, parní integrační indikátor, 134 °C = 3,5 min. Jednoduchý indikátor Test, typ 5, parní integrační indikátor, 134 °C = 3,5 min. Jednoduchý indikátor Test, typ 5, parní integrační indikátor, 134 °C = 3,5 min Jednoduchý indikátor Extender může poskytnout větší jistotu o úspěchu sterilizačního procesu díky funkci dvojité kontroly.	100 ks 250 ks 500 ks	
C-1601 C-1601-SA	Test, typ 6, Emulační indikátor 134 °C = 3,5 min Jednobodový Test, typ 6, Emulační indikátor 134 °C = 3,5 min Jednobodový Samolepící verze	250 ks 250 ks	 C-1601
C-1602 C-1602- SA	Test, typ 6, Emulační indikátor 134 °C = 7 min Jednobodový Test, typ 6, Emulační indikátor 134 °C = 7 min Jednobodový Samolepící verze	250 ks 250 ks	


C-1055 *	Test typ 5, parní integrační, laminovaný 134 °C = 3,5 min. 121 °C = 15 min.	250	 C-1055
C-1055-SA	Test typ 5, parní integrační, laminovaný 134 °C = 3,5 min. 121 °C = 15 min. Samolepící verze	250	 C-1055
C-1035	Test, typ 6, víceparametrový parní emulační indikátor, 134 °C = 3,5 min. 121 °C = 15 min.	250	 C-1035
C-1035-SA	Test, typ 6, víceparametrový parní emulační indikátor, 134 °C = 3,5 min. 121 °C = 15 min. Samolepící verze	250	
C-1007	Test, typ 6, víceparametrový parní emulační indikátor, 134 °C = 7 min. 121 °C = 15 min.	250	
C-1007-SA	Test, typ 6, víceparametrový parní emulační indikátor, 134 °C = 7 min. 121 °C = 15 min Samolepící verze.	250	
C-1031	PCD testovací komůrka pro kapilárový parní test, 150 cm, životnost 250 testů	1	
C-1131	PCD testovací komůrka pro kapilárový plazmový test, 80 cm, životnost 250 testů	1	


C-1030	Kapilárový test, PCD procesní indikační štítky, samolepící, 134 °C = 3,5 min. 4 indikátory	250 štítků	
C-1032	Kapilárový test, Bowie & Dick indikační štítky, samolepící, 134 °C = 3,5 min. 6 indikátorů	250 štítků	
C-1045	EO Gas PCD Test Helix, Self Adhesive, 4 Indicators (Pack of 250)	250 štítků	
C-1048	Kapilárový test, H2O2 procesní indikační štítky, samolepící	250 štítků	
SET-1030	PCD set – PCD testovací komůrka + kapilárové procesní indikační štítky 250 kusů	1 PCD komůrka + 250 štítků	
SET-1032	B&D set – PCD testovací komůrka + kapilárové Bowie & Dick indikační štítky 250 kusů	1 PCD komůrka + 250 štítků	


SET-1045	E.O. set – PCD testovací komůrka + kapilárové E.O. indikační štítky 250 kusů	1 PCD komůrka + 250 štítků	
SET-1048	H2O2 set – PCD testovací komůrka 80 cm + kapilárové H2O2 indikační štítky 250 kusů	1 PCD komůrka + 250 štítků	
C-1003	Kleště etiketovací 3řádkové. 11 znaků v každém řádku, první řádek alfanumerický, druhý a třetí řádek numerický	1	
PR-0010	Náhradní inkoustový válec pro etiketovací kleště (5 válců v balení)	5	
C-1004	Etikety dokumentační, s indikátorem parní sterilizace, 26 x 28 mm, samolepicí s možností dvojího nalepení, 750 etiket na kotouči	1 kotouč / 750 etiket	
PR-0001	Etikety dokumentační, bez indikátoru, 29 x 28 mm, samolepicí s možností dvojího nalepení, 500 etiket na kotouči	1 kotouč / 500 etiket	

PR-0011	Etikety dokumentační, s indikátorem parní sterilizace, 29 x 28 mm, samolepicí s možností dvojího nalepení, 500 etiket na kotouči	1 kotouč / 500 etiket	
PR-0012	Etikety dokumentační, s indikátorem E.O. sterilizace, 29 x 28 mm, samolepicí s možností dvojího nalepení, 500 etiket na kotouči	1 kotouč / 500 etiket	
PR-0013	Etikety dokumentační, s indikátorem plazmové sterilizace, 29 x 28 mm, samolepicí s možností dvojího nalepení, 500 etiket na kotouči	1 kotouč / 500 etiket	
C-1001	Test těsnosti svaru	100	
C-1083	Indikátor chemický, formaldehyd	250	
C-1081	Indikátor chemický, E.O.	250	
C-1080	Indikátor chemický, H ₂ O ₂ plazmové sterilizace	250	
C-1070	Plomba plastová bezpečnostní modrá	100	 
C-1071	Plomba plastová bezpečnostní červená	1000	
		100	

C-1072	Plomba plastová bezpečnostní modrá s parním indikátorem	100	
C-1073	Plomba plastová bezpečnostní červená s parním indikátorem	100	
C-1074	Plomba papírová bezpečnostní samolepicí s parním indikátorem	100	
C-1201	Plomba plastová DLOUHÁ bezpečnostní modrá	100	
C-1202	Plomba plastová DLOUHÁ bezpečnostní červená	100	
C-1203	Plomba plastová DLOUHÁ bezpečnostní modrá s parním indikátorem	100	
C-1204	Plomba plastová DLOUHÁ bezpečnostní červená s parním indikátorem	100	
C-1075	Štítek kontejnerový s parním indikátorem, standardní rozměr 6,6 x 3,7 cm	100	
C-1077	Filtr kontejnerový kruhový s parním indikátorem o průměru 19 cm	100	
C-1060	Test účinnosti mytí, indikátor, simulace lidské krve na nerezovém podkladu, baleno jednotlivě	100	

C-1062	Test účinnosti mytí, nerezová klec pro indikátor C-1060	1	
C-1061	Test účinnosti mytí & ultrazvukové myčky, indikátor	100	
C-1063	Test účinnosti mytí & ultrazvukové myčky, nerezový držák pro indikátor C-1061	1	
C-1064	WASHER TAG – Test účinnosti mytí (indikátor) + identifikační štítek určený pro uchycení do síta.	100	
C-1065	Test účinnosti ultrazvukového mytí ULTRASONIC	100	
T-1001	Mycí test – chemický test simulující špatně přístupná místa, uchycení do síta	10	

26310200	WD-Chex Chemický test pro kontrolu účinnosti myček se složením napodobujícím zbytky tělesných tekutin a tkání na chirurgických nástrojích	250	
26210200	OK-Sonic Chemický test pro kontrolu účinnosti ultrazvukových myček se složením napodobujícím zbytky tělesných tekutin a tkání na chirurgických nástrojích	100	
26915300	Držák testů WD-Chex a OK-Sonic – 1 kus	1	
26965300	Držák testů WD-Chex a OK-Sonic – balení 6 kusů	6	
BD-8	Bowie&Dick Test růžový Pink Card je BowieDick test určený k detekci úniků vzduchu, nedostatečného pronikání páry a selhání vakuové pumpy v předvakuových parních sterilizátorech. Rozměry 50x90 mm Balení 100 karet	100	
BD-8-HLD	Držák sterilizačních karet Ocelové zařízení růžové karty drží pevně kartu na místě během sterilizačního procesu.	1	

BD-10	Jednotlivé listy Bowie Dick jsou navrženy pro použití ve verzi na ručníky. Vysoká citlivost inkoustu produktu a snadná interpretace. - Používá se netoxický chemický indikátor na vodní bázi - Indikátorový list obsahuje pole k vyplnění a lze jej uchovávat jako trvalý záznam pro účely sledovatelnosti - Velikost produktu: 256 x 194 mm Balení 100 ks	100	
U-1001	ULTRACHECK Test pro kontrolu účinnosti ultrazvukových myček chirurgických nástrojů a podobných předmětů	30	
U-1002	ULTASON FOIL	50	
SAE-1500	Ethylen Oxid indikátor, samolepící, kulatý (1000 ks v roli)	1 kotouč / 1000 ks	
SAG-1500	Gamma indikátor, samolepící, kulatý (1000 ks v roli)	1 kotouč / 1000 ks	

S-1001	Surgical Instrument Soil Test Solution je určen pro nečistoty, které se vyskytují během používání na operačním sále a jsou ekvivalentní lidské krvi. Červená barva roztoku pro testování půdy na chirurgické nástroje. umožňuje snadnou • Používá se netoxický chemický indikátor na vodní bázi. • Snadno se čte a interpretuje. • Kompatibilní s ISO 15883-5.	1 box / 8 kusů	
RD-1001 GR-1001 BK-1001 BL-1001	Permanentní popisovače pro sledovatelnost, typ 1 mm, červené zelené černé modré	1	
CM-100	Čistící ubrousky pro CPAP, BiPAP masky a zařízení	1 krabička / 100 ks	
P-1480 P-1689 P-1910 P-2512	Ochrana chirurgických nástrojů s indikátorem parní sterilizace Velikost S (14 x 8 cm) Velikost M (16 x 8,9 cm) Velikost L (19,8 x 10 cm) Velikost XL (25 x 12,5 cm)	100 (S) 100 (M) 100 (L) 100 (XL)	
4AS3030 4AS4040 4AS5050 4AS6060 4AS7575 4AS9090 4AS100100 4AS120120	4A SMS Sterilizační Wrap 300 x 300 mm 400 x 400 mm 500 x 500 mm 600 x 600 mm 750 x 750 mm 900 x 900 mm 1000 x 1000 mm 1200 x 1200 mm	1	

4ARP50 4ARP75 4ARP100 4ARP125 4ARP150 4ARP200 4ARP250 4ARP300 4ARP380 4ARP420	4A Sterilizační role 5 cm x 200 m 7,5 cm x 200 m 10 cm x 200 m 12,5 cm x 200 m 150 cm x 200 m 20 cm x 200 m 25 cm x 200 m 30 cm x 200 m 38 cm x 200 m 42 cm x 200 m Další rozměry na dotaz.	1	
4AP55250 4AP75250 4AP75300 4AP100250 4AP100300 4AP100360 4AP125400 4AP150200 4AP150270 4AP150370 4AP200270 4AP200400 4AP220300 4AP250400 4AP270450 4AP320500 4AP380500	4A Sterilizační sáčky ploché 50 x 250 mm 75 x 250 mm 75 x 300 mm 100 x 250 mm 100 x 300 mm 100 x 360 mm 125 x 400 mm 150 x 200 mm 150 x 270 mm 150 x 370 mm 200 x 270 mm 200 x 400 mm 220 x 300 mm 250 x 400 mm 270 x 450 mm 320 x 500 mm 380 x 500 mm Další rozměry na dotaz.	1	
4AG75250 4AG100300 4AG100390 4AG100450 4AG150280 4AG150350 4AG150390 4AG150450 4AG150550 4AG200390 4AG200450 4AG200500 4AG250450 4AG250500 4AG300600 4AG500600	4A Sterilizační sáčky se skladem 75 x 250 mm 100 x 300 mm 100 x 390 mm 100 x 450 mm 150 x 280 mm 150 x 350 mm 150 x 390 mm 150 x 450 mm 150 x 550 mm 200 x 390 mm 200 x 450 mm 200 x 500 mm 250 x 450 mm 250 x 500 mm 300 x 600 mm 500 x 600 mm Další rozměry na dotaz.	1	

	4A Vyztužené sterilizační role a sáčky Na dotaz	1	
4ART100 4ART150 4ART200 4ART250 4ART300 4ART380 4ART420	4A Sterilizační role TYVEK 10 cm x 70 m 15 cm x 70 m 20 cm x 70 m 25 cm x 70 m 30 cm x 70 m 38 cm x 70 m 42 cm x 70 m Další rozměry na dotaz.	1	
4AT75200 4AT100250 4AT150300 4AT160440 4AT160600 4AT200380 4AT250380 4AT250500	4A Sterilizační sáčky TYVEK 75 x 200 mm 100 x 250 mm 150 x 300 mm 160 x 440 mm 160 x 600 mm 200 x 380 mm 250 x 380 mm 250 x 500 mm	1	
4AK3030 4AK4040 4AK5050 4AK6060 4AK7575 4AK9090 4AK100100 4AK120120	Zdravotnický krepeový papír 300 x 300 mm 400 x 400 mm 500 x 500 mm 600 x 600 mm 750 x 750 mm 900 x 900 mm 1000 x 1000 mm 1200 x 1200 mm	1	
	Samolepící sterilizační sáček Na dotaz	1	

Poznámky:

* Možnost samolepící verze

** Počet balení v přepravní krabici = standardní balení. Na vyžádání lze dodat i jiný počet kusů.

E.O. – ethylénoxid

H₂O₂ – peroxid vodíku

*** AKCE: Při objednávce 10 kusů kotoučů s etiketami nabízíme náhradní inkoustový válec pro kleště C-1003/1003-U zdarma!**

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY EUREX MEDICA, spol. s r. o.

EUREX MEDICA, spol. s r. o., sídlem Ostrava-Vítkovice, Výstavní 604/111, PSČ 703 00, IČ 47681331, zapsaná do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4573, tímto vydává s odkazem na zákon č. 89/2012 Sb., § 1724 a následující občanského zákoníku tyto obchodní podmínky, které určují část obsahu smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem dodavatelova zboží a služeb.

1. Základní ustanovení

- 1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro všechny dodávky zboží a služeb dodavatelem, ledaže odchylná ujednání v písemné dohodě mezi dodavatelem a odběratelem upravují jejich vztah jinak.
- 1.2 Tyto obchodní podmínky plně nahrazují veškeré dosavadní obchodní podmínky (Všeobecné nákupní podmínky) dodavatele a pro odběratele se stávají závaznými dnem, kdy mu dodavatel umožnil se s nimi seznámit.
- 1.3 Odběratel vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami jakož i s výší ceny za zboží či službu, svou objednávkou zboží či služeb u dodavatele.

2. Objednávky

- 2.1 Dodavatel poskytuje odběrateli služby a dodává zboží na základě odběratelovy písemné objednávky. Akceptovány jsou i objednávky zaslané prostřednictvím elektronické pošty, faxu nebo jiným obdobným způsobem (výjimečně také telefonické objednávky, a to od odběratelů, s nimiž dodavatel spolupracuje dlouhodobě).
- 2.2 Objednávka musí být dostatečně určitá, tzn. musí z ní být zřejmé zejména, kdo objednává (alespoň jeho obchodní firma, sídlo a identifikační číslo), co objednává (zboží specifikováno názvem a nejlépe i katalogovým (ceníkovým) číslem a množstvím zboží), popřípadě kam objednává (žádané místo dodání).
- 2.3 Objednávka je považována za platnou, pokud není písemně zrušena kupujícím. Toto odvolání objednávky je platné, bylo-li dodavateli doručeno dříve, než dodavatel odeslal akceptaci objednávky (odeslal odběrateli zboží).
- 2.4 Zasláná poptávka a objednávka je považována za souhlas s využitím nezbytně nutných kontaktních/osobních údajů pro vyřízení poptávky a obchodního případu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016.

3. Ceny zboží a služeb

- 3.1 Ceny zboží a služeb jsou určovány podle aktuálních cen výrobců/dodavatelů. O případných změnách cen vyznává dodavatel odběratele předem.
- 3.2 Ceníkové ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty, která je vyúčtovávána v zákonné výši.
- 3.3 Ceníkové ceny zboží nezahrnují dopravu zboží k odběrateli, jakož i poštovné a balné ve výši 200,- Kč bez DPH U dodávek zboží v hodnotě 4.000 Kč bez DPH a vyšší hradí balné a poštovné/přepravu v rámci České republiky dodavatel (netýká se poštovného u objednávek kalibrací).
- 3.4 Ohledně úhrady ceny zboží a služeb vystavuje dodavatel odběrateli daňový doklad (fakturu).

4. Platební podmínky

- 4.1 Dodavatel si vyhrazuje právo cenových úprav v případě změny kurzu CZK vůči obchodovatelným měnám ČNB o 5% a více. Taktéž si vyhrazuje právo cenových úprav při změně cen ze strany výrobců/dodavatelů.
- 4.2 Odběratel je povinen za dodané zboží a poskytnuté služby zaplatit do 14. dnů, pokud nebyla dohodnuta jiná lhůta splatnosti.
- 4.3 V případě odběratelova prodlení s úhradou cen zboží či služeb, může dodavatel požadovat úhradu úroků z prodlení v zákonné výši. Pro stanovení úroků z prodlení je rozhodným dnem den dodání zboží či poskytnutí služby, aniž je zapotřebí výzvy k plnění.

5. Dodání

- 5.1 Dodání zboží a poskytnutí služeb uskutečňuje dodavatel oproti potvrzení ze strany odběratele. Toto potvrzení (obvykle razítko odběratele, jméno a příjmení a podpis přebírající osoby) odběratel dává na dodací list ohledně zboží, na pracovní list ohledně servisních prací nebo na jiný obdobný doklad dopravce (např. při dodávání prostřednictvím pošty na dodejku).
- 5.2 Obvyklá dodací lhůta činí 30 dnů od doručení objednávky.
- 5.3 Způsob dopravy zboží volí dodavatel. Požaduje-li odběratel speciální způsob dopravy zboží, hradí dodavateli náklady dopravy vyúčtované přepravcem.

6. Odpovědnost za škody

- 6.1 Odběratel je povinen po převzetí zboží přezkoumat jeho množství a kvalitu a případné závady písemně oznámit dodavateli do 2 pracovních dnů.
- 6.2 Vykazuje-li zásilka se zbožím zjevné poškození obalu či jiné zjevné vady, je odběratel povinen prokazatelně uplatnit reklamaci u dopravce při jejím převzetí, popřípadě převzetí zásilky odmítnout.
- 6.3 Je-li dodavatelem dodáváno přístrojové vybavení, zajišťuje dodavatel instalaci tohoto vybavení, jakož i zaškolení obsluhy, a je o tom pořízován zápis.
- 6.4 Záruka na zboží je individuální dle jeho charakteru a podmínek poskytovaných ze strany výrobce zboží.
- 6.5 Dodavatel neodpovídá za závady vzniklé u odběratele zejména nedbalostí či úmyslem obsluhy, nešetrným či neodborným zacházením a zásahem do dodaného vybavení nebo jiným použitím dodaného vybavení, než ke kterému je vybavení určeno.
- 6.6 Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé nesprávným používáním dodaného zboží odběratelem.

7. Použití občanského zákoníku

- 7.1 Nestanoví-li smlouva mezi dodavatelem a odběratelem nebo tyto obchodní podmínky jinak, řídí se vztah těchto stran vždy občanským zákoníkem a zejména pak jeho ustanoveními o kupní smlouvě či smlouvě o dílo.

V Ostravě dne 10.1.2022

Za EUREX MEDICA, spol. s r. o., Marian Černý, jednatel

EUREX MEDICA, spol. s r.o.

Výstavní 604/111

703 00 Ostrava – Vítkovice

Tel.: 599 526 510, 599 526 514

Fax: 596 614 507

e-mail: expedice@eurexmedica.cz

web: <http://www.eurexmedica.cz>



EUREXMedica®